



DATASHEET

HIV-1 p24 ELISA 检测试剂盒

HIV-1 p24 ELISA Kit Cat No. HG-P001


产品简介 Overview

本试剂盒采用双抗夹心法定量检测 p24 蛋白，适用于快速检测任何基于 HIV-1 慢病毒的 p24 蛋白含量。

性能参数 Specification

- 检测范围： 6.25-200pg/mL
- 灵敏度： 3.125pg/mL
- 精密度： CV%<10%, RE%<±15%

标准曲线 Standard curve



数据分析 Datasheet

标准品浓度 (pg/mL)	OD值 (1)	OD值 (2)	平均值
200	2.846	2.841	2.8435
100	2.012	1.972	1.9920
50	1.100	0.997	1.0485
25	0.636	0.562	0.5990
12.5	0.362	0.338	0.3500
6.25	0.213	0.204	0.2085
0	0.061	0.059	0.0600

